

Liste des examens internes

Date de mise à jour: 20/02/2024

CODE	Coût en B	Libellé analyse	Milieu biologique / tube prélèvement	Technique/Auto- mate	Délai de reprise	Valeurs de référence	Délai de rendu résultat
ACCP	200	AC ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES	serum	ECLIA/ COBAS E411	3 jours entre 20 et 25 °C, 8 jours entre 2 et 8 °C, 12 mois à -20 °C(± 5 °C).		60 min
AML	150	AC. ANTI - MUSCLES LISSES (F-ACTINE)	Sérum/pla Hépariné	IFI	+2-8°C/14j	<1/20	48/72 h
AAN	100	AC. ANTI - NUCLEAIRES	Serum	IFI	+2-8°C/14j	<1/10	24/ 48 h
ADNA	100	ANTICORPS ANTI - ADN NATIF	Serum	IFI	+2-8°C/14j		24/ 48 h
ATG	150	AC. ANTI- THYROGLOBULINE	Serum/pla hépariné	ECLIA/ COBAS E411	4 jours entre 20 et 25 °C, 4 jours entre 2 et 8 °C, 2 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.		60 min
ATPO	150	AC. ANTI- THYROPEROXYDASE	Serum/pla hépariné	ECLIA/ COBAS E411	3 jours entre 2 et 8 °C, 1 mois à -20 °C. Une seule congélation possible		60 min
AU	20	ACIDE URIQUE	plasma hépariné/plasma EDTA	colorimétrique enzymatique /integra400/C OBAS C501	7 jours entre 4 et 8 °C		60 min
AUU	20	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urines sur échantillon ou de 24H (NAOH)	colométrique enzymatique /integra400	4 J ENTRE 15 ET 25°C		60 min

ASP PCR	373	ASPERGILLUS PCR	Plasma EDTA/LCR,LBA,Crac hats	Pcr en temps réel	Conserver Plasma EDTA à une température inférieur à -20°C,Pour les autres échantillons sont conservés à une température comprise entre +2°C +8 ° C .Le stockage > 24H doit etre congele -20° C	Qualitatif	24 h
ADNBQ	750	ADN-HEPATITE B (QUANTITATIF)	2 Tube EDTA,Plasma EDTA	Pcr en temps réel	Conserver l'échantillon Congelés à une température inférieure à -20°C	Quantitatif	24 h
ACTH	200	ADRENOCORTICOTROPI C HORMONE (ACTH)	Plasma EDTA	ECLIA/ SNIBE	2H à 10-30°C 8h 2- 8°C, 4 mois à -20°C, 2 mois à -20°C		60 min
ACE	150	AG-CARCINO- EMBRYONNAIRE	serum/ P hép /. P EDTA	serum/ P hép /. P EDTA	7 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C).		60 min
ALB	80	ALBUMINE PLASMATIQUE	Serum/pla hépariné/pl EDTA	colométrique/int egra400	10 semaines entre 15 et 25 °C,5 mois entre 2 et 8 °C,4 mois entre - 15 et -25 °C		60 min
ALBU	15	ALBUMINURIE	Urine sur échantillon/ de 24H centrifugées	colométrique/int egra400	1JRS ENTRE 15 ET 25		60 min
AFP	150	ALPHA-FOETO PROTEINE: AFP	Serum	CLIA/IMMULITE 2000	3J ENTRE 2-8°		60 min
AMY	60	AMYLASEMIE	serum/pl hepariné /pl EDTA	colorimetrique enzymatique/int egra 400	7 jours entre 15 et 25 °C,1 mois entre 2 et 8 °C		60 min
AMYLU	60	AMYLASURIE	urines sur échantillon ou de 24 h (alcanaliser)	colorimetrique enzymatique/int egra 400	2 jours entre 15 et 25 °C,10 jours entre 2 et 8 °C		60 min

AENDO	150	ANTICOROPS ANTI - ENDOMYSIUM IgA	Sérum/pla Hépariné	IFI	+2-8°C/14j	<1/10	24/48 h
ACARDG	120	ANTICORPS ANTI - CARDIOLIPINES	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C	<10U/ml>=10	24 h
ACARDM	120	ANTICORPS ANTI - CARDIOLIPINES	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C	<7MPLUOU >7	24 h
AML	100	ANTICORPS ANTI - MUSCLE LISSE	Sérum/pla Hépariné	IFI	+2-8°C/14j	<1/20	48/72 h
APHOSG	120	ANTICORPS ANTI - PHOSPHOLIPIDES Ig G	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
APHOSM	120	ANTICORPS ANTI - PHOSPHOLIPIDES Ig M	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
AENA	320	ANTICORPS ANTI - ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES	Sérum/pla Hépariné	Immuno-Dot	2-8°C/14j	EUROLINE	24 h
ANCA	150	ANTICORPS ANTI CYTOPLASME DES PNN	Sérum/pla Hépariné	Immuno-Dot	2-8°C/14j	EUROLINE	24 h
B2GP1	120	ANTICORPS ANTI-BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 Ig G	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
B2GP1M	120	ANTICORPS ANTI-BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 IgM	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
ADGPG	200	ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés)	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
ADGPA	200	ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés)	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
ACHBCM	150	ANTICORPS ANTI-HBC (IgM)	Serum /pla HEPA,EDTA,	ELFA/VIDAS	7J T° 2-8°C		2 H

ACHBC	120	ANTICORPS ANTI-HBC (totaux)	Sérum /pla HEPA,EDTA	ECLIA/ COBAS E411/ Cobas 601	7 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 3 mois à -20 °C (± 5 °C).		60 min
AMBG	210	ANTICORPS ANTI-MEMBRANE BASALE GLOMERULAIRE	Sérum/pla hépariné	Immuno-Dot	2-8°C/14j	EUROLINE	48/72 s
NMOAC	268	Anticorps anti-Neuro Myelite optique	Sérum/pla Hépariné	IFI	2-8°C/14j	<1/10	48/72 h
ANEU	467	ANTICORPS ANTI-NEURONES (sérum)	Sérum/pla Hépariné	Immuno-Dot	2-8°C/14j	EUROLINE	48/72 h
ANMDA	779	ANTICORPS ANTI-NMDA	Sérum/pla Hépariné	IFI	2-8°C/14j	<1/10	48/72 h
PLA2R	524	ANTICORPS ANTI-RECEPTEUR DE PHOSPHOLIPASE A2	Sérum/pla Hépariné	IFI	2-8°C/14j	<1/10	48/72 h
SP100	478	ANTICORPS ANTI-SP100	Sérum/pla Hépariné	IFI	2-8°C/14j	<1/10	48/72 h
CMI (VAN / TEIC / COLI / RIF,,)	80	TEST DE SENSIBILITE	colonie fraiche	CMI en milieu liquide		VITEK	24 h / 48 h
ESP	48	IDENTIFICATION DE L'ESPECE	colonie fraiche	VITEK		VITEK	24 h/ 48 h
ATF	80	ANTIFONGIGRAMME	colonie fraiche sur sabouraud	CMI en milieu liquide		VITEK	24 h
AGHBS	80	ANTIGENE HBS	Sérum/pla Hépariné,EDTA	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	7 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C)		60 min
PSAL	150	ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE	Sérum	ECLIA/SNIBE	12h à 2-8°C, 1 Mois à -20 C		60 min
AGPNE	250	antigene urinaire pneumocoque	Urines sur échantillon	Chromatographie	24H entre 15-30 et14j entre 2-8	QUALITATIVE	30 min
AGLEG	250	LEGIONELLOSE: Antigène urinaire.	Urines sur échantillon	Chromatographie	24H entre 15-30 et14j entre 2-9	QUALITATIVE	30 min
ASP	120	Aspergillose - sérologie	Sérum/pla Hépariné	Inhibition de l'hémaglutination	4j entre 2-8°C		48/72 h
AMITO	120	AUTO - ANTICORPS ANTI-MITOCHONDRIES	Sérum/pla Hépariné	IFI triple substrat	+2-8°C/14j	</120	48/72 h

AGLIG	200	AUTO-ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
AGLIA	200	AUTO-ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
AALKM	200	AUTO-ANTICORPS ANTI-LKM : DOT	Sérum/pla Hépariné	Immuno-dot	2-8°C/14j	EUROLINE	24 h
ATISSUS2	316	Auto-anticorps anti-Tissus	Sérum/pla Hépariné	Immuno-dot	+2-8°C/14j	EUROLINE	24 h
ATRANA	120	AUTO-ANTICORPS ANTI-TRANSGLUTAMINASE Ig A	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
ATRANG	120	AUTO-ANTICORPS ANTI-TRANSGLUTAMINASE Ig G	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h
B2MG	150	BETA 2 MICROGLOBULINE	Serum/Plasma	ECLIA/SNIBE	8 heures entre 10 a 30°C, 7 jours 2-8°C, 3 mois -20°C		60 min
HCGL	150	BETA HCG LIBRE	Serum	ECLIA/Cobas 411	25 heures entre 15 et 25 °C, 8 jours entre 2 et 8 °C, 12 mois à -20 °C (± 5 °C).		60 min
BHCG	60	BETA HCG Plasmatique	Sérum/pla Hépariné	Immuno- chromatographi e	48H à 2°C -8°C		1H 15 min
BILIT	25	BILIRUBINE TOTAL	Serum/pla Hepaine/ pla EDTA	Méthode diazot/integra4 00/COBAS C501	2 jours entre 15 et 25 °C		45 min
LYME	600	BORRELIOSE - Sérologie dépistage IgG/IgM	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRI A)	5j T° 2-8°C		24 h

BT	451	BREATH TEST: Recherche d'Helicobacter pylori C14	Test respiratoire (Air expiré)	test à l'uréase	RAS		24 e
BT13	451	BREATH TEST: Recherche d'Helicobacter pylori C13	Test respiratoire (Air expiré)	test à l'uréase	21j ENTRE 15-25°C à l'abri de la lumière		24 e
CA	25	CALCEMIE	serum / pla heparine	l'o- crésolphtaleine /intagra400	7 jours entre 15 et 25 °C		45 min
CAION	120	CALCIUM IONISE	pvt arteriel	Potentiométrie direct// EASYSTAT	3jrs entre 15 et 26		24 a
CAU24	25	CALCIURIE DE 24 H	urine de 24h 'acidifier	l'o- crésolphtaleine/i ntagra400	2 jours entre 15 et 25 °C,4 jours entre 2 et 8 °C,3 semaines entre -15 et -25 °C		24 '
CAU	25	CALCIURIE SUR ECHANTILLON	urine d'echontillion acidifier	l'o- crésolphtaleine/i ntagra400	2 jours entre 15 et 25 °C,4 jours entre 2 et 8 °C,3 semaines entre -15 et -25 °C		48/72 ac
CALP	250	CALPROTECTINE	Selles	ELISA(ALEGRI A)	5j T°2-8°C(-20)		24/ 48 h
CTF	70	CAPACITE TOTALE DE FIXATION	Serum/plasma hépariné	colorimetrique/in tegra400	72h entre 2 et 8		60 min
HDL	30	CHOLESTEROL HDL	serum/hep	colorimétrique enzymatique /integra 400/COBAS C501	7 jours entre 2 et 8°C		60 min

LDL	30	CHOLESTEROL LDL	serum/hep	colorimétrique enzymatique /integra 400/COBAS 501	7 jours entre 2 et 8 °C		60 min
CH	20	CHOLESTEROL TOTAL	serum/pla Hepaine/ pla EDTA	colorimétrique enzymatique/i ntegra 400/COBAS C501	7 jours entre 15 et 25 °C		60 min
CMVPCR	700	CMV PCR	2 Tubes EDTA/LCR,liq ponction,LBA,Cracha ts	Pcr en temps réel	Conserver Plasma EDTA à une température inférieur à -20°C,Pour les autres échantillons sont conservés à une température comprise entre +2°C +8 ° C .Le stockage > 24H doit etre congele -20° C	Quantitatif	24 h
C3	80	COMPLEMENT C3	serum/hep	Test immunoturbidim étrique//integra 400	4 jours entre 20 et 25 °C ,8 jours entre 4 et 8 °C, 8 jours à -20 °C		60 min
C4	80	COMPLEMENT C4	serum/hep	Test immunoturbidim étrique//integra 400	4 jours entre 20 et 25 °C ,8 jours entre 4 et 8 °C, 8 jours à -20 °C		60 min

BKGENEXP		MTB/RIF ULTRA	crachat/LBA/LCR/BI OPSIE/PONCTION	Pcr en temps réel	Conserver l'échantillons à une température entre +2 ° C et +8 ° C dans les 48 h est exigé. Si la durée de stockage est plus longue, congeler à T<-10 ° C.		M Jour
BKPCR	300	MYCOBACTERIEM TUBERCULOSIS	crachat/LBA/LCR/BI OPSIE/PONCTION	Pcr en temps réel	Conserver l'échantillons à une température entre +2 ° C et +8 ° C dans les 48 h est exigé. Si la durée de stockage est plus longue, congeler à T<-10 ° C.	POS/NEG	24 h
COP	100	COPROCULTURE	Selles	Examen direct + Culture Bactérienne	6h à T ambiante et 48h entre 2-8°		48 h a 72h
CORT	150	CORTISOL SERIQUE	Serum/Plasma hépariné/Salive	ECLIA /Cobas E411	24 heures entre 20 et 25 °C, 4 jours entre 2 et 8 °C, 12 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.		24 h
CORTU	200	CORTISOL LIBRE URINAIRE	Urines de 24h	CLIA / SNIBE	12h à 2-8°C, 1 Mois à - 20 C		2 HEURE
CPK	50	CREATINE PHOSPHO KINASE. à 37°C (IFCC)	serum/pla Hepaine/ pla EDTA	enzymatique/i ntegra400/COB AS C501	2 jours entre 20 et 25 °C		60 min
CR	15	CREATININE	serum/pla Hepaine/ pla EDTA	Colorimétrique cinétique:Jaffé/ integra 400	7j entre 15et25 /7j entre 2-8°		45 min

CRU	15	CREATININE URINAIRE	urines sur échantillon/de 24h	Colorimétrie cinétique: Jaffé/ integra 401			24 2
CRYO	60	CRYOGLOBULINES	Serum	Manuel	6j entre 2-8°C		8 Jours
DD	200	D. DIMERES	Plasma citaté	ELFA / VIDAS	8 heures entre 15 et 25 °C ,4 jours entre 2 et 8 °C ,6 mois entre - 15 et -25 °C		60 min
GE	50	DIAGNOSTIC DIRECT DU PALUDISME	sang total EDTA	GE+ frottis coloré au MGG	1H ENTRE 2-8°C		60 min
BHCGD	150	DOSAGE BETA HCG	Sérum	ECLIA/Cobas 411	3 jours entre 2 et 8 °C, 12 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible		24/ 48 h
CA153	200	DOSAGE DE L' ANTIGENE CA 15-3.	Serum /Pla HEPA,EDTA	ECLIA /COBAS E411	: 8 heures entre 20-25 °C, 5 jours entre 2-8 °C, 24 semaines à -20 °C (± 5 °C).		24 h
CA199	200	DOSAGE DE L' ANTIGENE CA 19-9.	Serum /Pla HEPA,EDTA	ECLIA /COBAS E411	14 jours entre 2 et 8 °C, 5 jours entre 20 et 25 °C, 3 mois à -20 °C(± 5 °C).		24 h
CA125	200	DOSAGE DE L'ANTIGENE CA 125	Serum /Pla HEPA,EDTA	ECLIA /COBAS E411	14 jours entre 2 et 8 °C, 5 jours entre 20 et 25 °C, 3 mois à -20 °C (± 5 °C). °		24 h
ELH	200	ELECTROPHORESE DE L'HEMOGLOBINE	SANG TOTAL EDTA	electrophorèse capillaire/minica p	7jrs entre 2 et 8		2 Fois/Semaine Mardi-Vendredi
EPP	80	ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES	Serum	electrophorèse capillaire/minica p	10 jrs entre 2 et 8		24/ 48 h
ECBC	100	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES CRACHATS	Crachats le matin à jeun	Examen direct + Culture Bactérienne	2h entre 15-25° et' 4h entre 2et 8°		48h / 72h
ECBU	70	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES	1ères Urines du matin ou 3 à 4 heures après toute miction	Examen direct + Culture Bactérienne	2h à T° ambiante		24h / 48h

EPS	50	EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES (1er jour)	Selles	Examen direct + Colaration MIF	24h à T° ambiante		24/ 48 h
PCA	100	Protein C anticoagulante	Plasma Citrate	Coagulométrie			4 jours
PAS	100	Protein S libre	Plasma Citrate	Coagulométrie			4 jours
ATB III	100	Anti Thrombin 3	Plasma Citrate	Coagulométrie			4 jours
RPCA	200	Recherche de Résistance a la proteine C activee	Plasma Citrate	Coagulométrie			4 jours
ACC	120	Anti Coagulant Circulant	Plasma Citrate	Coagulométrie			4 jours
F5	100	FACTEUR V	Plasma citraté	Coagulométrie/ KC4 delta	4h à 20°C, 8h entre 2- 8°C, 15j à -20°C		24h
FR	80	FACTEURS RHUMATOIDES	serum/hep	Immuoturbidim étrique/integra4 00	1 jour entre 20 et 25 °C, 8 jours entre 4 et 8 °C, 3 mois à -20 °C		60min
FER	70	FER SERIQUE	serum/pl hepaine NON HEMOLYSE	Méthode à la FerroZine/integr a400	7 jours entre 15 et 25 °C, 3 semaines entre 2 et 8 °C plusieurs années entre -15 et -25 °C,		24 h
FERRI	150	FERRITINEMIE	serum/Pla HEPA,EDTA,Citraté	CLIA/Cobas 501/E411	24 heures entre 20 et 25 °C, 7 jours entre 2 et 8 °C et 12 mois à -20 °C (± 5 °C). Les échantillons peuvent être congelés deux fois.		24 h
FIB	20	FIBRINEMIE	citrate	chronométrique/ kc4delta	24h entre 20-25°C ou 30j ENTRE 2-8°C OU - 18°C		45 min
FOLA	120	FOLATES SERIQUES	serum	ECLIA /SNIBE	12h à 2-8°C, 1 Mois à - 20 C		24/ 48 h
FREELITE	350	FREELITE CHAINES LIBRES KAPPA	SERUM	Test immunoturbidim étrique	7 jours entre 15 et 25 °C 4 semaines entre 4 et 8 °C 2 mois entre -15 et -25 °C		24/ 48 h

FREELITEL	350	FREELITE CHAINES LIBRES LAMBDA	SERUM	Chimie sèche/Seralite	24h entre 15-25°ET 14J entre 2-8°		24/ 48 h
GGT	50	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE	serum/Pla hepa/Pla edta	colorimétrique enzymatique/integra400/COBAS C501	7 jours entre 15 et 25 °C/7 jours entre 2 et 8 °C		60 min
GDS	120	GAZ DU SANG	Sang artériel hépariné	Potentiométrie direct// EASYSTAT	15 min à T ambiante ou 1h entre 2-8°C		60 min
GENHCV	900	GENOTYPAGE DU VIRUS DE L'HEPATITE C	2 Tubes EDTA/Plasma EDTA	Pcr en temps réel	Conserver l'échantillon Congelés à une température inférieur à -20°C		48h
GLUU	5	GLUCOSURIE	URINE	enzymatique/hexokinase/integra	8h entre 15 et 25		24/ 48 h
GLY	15	GLYCEMIE	tube fluorure/pla hépariné,pla EDTA	enzymatique à l'hexokinase/integra	8h entre 15 et 25 °C/ Fluorure 3j entre 15-25 °C		45 min
GS	30	GROUPE SANGUIN	SANS TOTAL EDTA	GROUPE ABO ET RHD AVEC ANTICORPS MONOCLONAUX/ ID CARD(a,b,ab,dvi;-cde;ctl)			60 min
HPCLA	390	HPYLORI AVEC RESISTANCE DE LA CLARITHROMYCIN	Selles /Biopsie gastrique	Pcr en temps réel	A Congeler dès la réception pour éviter les inhibiteurs	Qualitatif	24/48h
HEMOC	125	HEMOCULTURE (Aérobie)	Flacons à hémoculture		12h à T ambiante		6 jours

NFS	60	HEMOGRAMME	EDTA	Impédance + + frottis si nécessaire /SYSMEX	4-6h entre 15-25°C et 24h entre 2-8°C		45 min
ACHBE	120	HEPATITE B - Ac Anti- HBe	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELFA/VIDAS	7j entre 2-8°		2 heures
ACHBS	120	HEPATITE B - Ac Anti- HBS	Serum / pl EDTA	ECLIA COBAS E411	6j entre 2-8°		48/72 edta
AGHBE	120	HEPATITE B - Ag HBe	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELFA/VIDAS	7j entre 2-8°		2 heures
MULTI G	588	MULTIPLEX GENITAL	Endocol /sperme/pvt urétral/urines	Pcr en temps réel	Possibilité de garder le pvt dans le milieu de transport (jusqu'à une semaine)		24h / 48h
HPV	750	HPV (Human Papilloma Virus)	VAGINAL,cervical,ur étral	Pcr en temps réel	Possibilité de garder le pvt dans le milieu de transport (jusqu'à une semaine)	Génotypage	24h/48h
HSVPCR	600	HERPES SIMPLEX VIRUS 1 ET 2	PlasmaEDTA/LCR/ur étral/endocol	Pcr en temps réel	Conserver Plasma EDTA à une température inférieur à -20°C Les échantillons urétraux et cervicaux doivent être prélevés à l'aide d'un écouvillon sec, ajouter 1ml eau physiologique, Les échantillons doivent être Conservés à une T(+2 ° C et +8 ° C)	Qualitatif	24 h
AMH	400	HORMONE ANTI- MULLERIEENNE	Serum/PI hepariné	ELFA/VIDAS	4h 18-25/ 5j 2-8°		60 min

FSH	120	Hormone Folliculo-Stimulante (F.S.H.)	Serum/PI hepariné	CLIA /Cobas 411	5 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.		60 min
LH	120	HormoneLuteinisante (LH)	Serum	CLIA /Cobas 411	: 5 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.		60min
IEPP	250	IMMUNO ELECTROPHORESE DES PROTIDES	TUBE SEC	Electrophorèse capillaire	7 j entre 2-8°		24 h
IFIXU	280	IMMUNOFIXATION DES PROTEINES URINAIRE	URINES DE 24H/miction matinale (1ère ou 2ème)	Electrophorèse sur gel	7 j entre 2-8°		24 h
IGA	100	IMMUNOGLOBULINE A (IgA)	Serum/PI hepariné	immunoturbidimétrique/integra400	8mois entre15et 25		48/72 p
IGG	100	IMMUNOGLOBULINE G (IgG)	Serum/PI hepariné	immunoturbidimétrique/integra400	4 mois entre 15 et 25 °C 8 mois entre 2 et 8 °C		60 min
IGM	100	IMMUNOGLOBULINE M (IgM)	Serum/PI hepariné	immuuoturbidimétrique/integra400	2mois entre 15 et 25		60 min
IGE	120	IMMUNOGLOBULINES E (IgE) TOTALES	SERUM/PL EDTA/PLA HEPA	ECLIA COBAS E411	7 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C).8 Les échantillons peuvent être congelés 5 fois.		60 min
IONO	100	IONOGRAMME SANGUIN	Plasma hépariné	Pötentiométrie direct/ COBAS C501/ST200	Na+/K+ 14 jours entre 15-25°C/Cl 7jours 15-25°C		30 min

CKMB	100	ISO-ENZYME CARDIAQUE DE LA CK (CKMB MASSE)	Serum /pla HEPA,EDTA,	ELFA/VIDAS	48H à 2°C -8°C 5mois à -25°C		60 min
TCI	30	TEST DE COOMBS INDIRECT	SERUM	Agglutination sur gel	48h entre 2-8°C		24h/ 72h
JAK2	1183	JANUS KINASE 2 - RECHERCHE MUTATION p.V617F	SANG TOTAL EDTA	Pcr en temps réel	Conserver l'échantillon entre +2 ° C et +8 ° C.Au dela de 24h Congeler -20°C	Qualitatif	48h
LDH	50	LACTICO- DESHYDROGENASE à 37 °C (IFCC)	Serum/pl hépariné	Test UV /integra 400/COBAS C501	7 jours entre 15 et 25 °C		60 min
LIP	80	LIPASE	serum /pl hearine	colorimétrique/in tgara400	7 jours entre 4 et 8 °C ,1 an à -20 °C		45 min
LCR	100	LIQUIDE CEPHALO RACHIDIEN	LCR	Examen direct + Culture Bactérienne	<2h		72h / 10jrs
MNI	20	M.N.I TEST	Serum	Agglutination sur plaque	24h ENTRE 15-25°C OU 7j ENTRE 2-8°C		60 min
MG	25	MAGNESIUM PLASMATIQUE	serum/pl heparine	colorimetrique/in tegra400	7jrs entre 15 et 25		60 min
MGU24	30	MAGNESURIE	URINES DE 24H ou sur &chantillon	colirimetrique/int egra 400	7jrs entre 15 et 25		24 h
EUROLINE A	400	EUROLINE ALIMENTAIRE	serum,PL(EDTA,hep arin,citrate)	Immuno-dot	14j entre 2-8°C		24 h
EUROLINE M	400	EUROLINE Mixte	serum,PL(EDTA,hep arin,citrate)	Immuno-dot	14j entre 2-8°C		24 h
EUROLINE P	400	EUROLINE Pédiatrique	serum,PL(EDTA,hep arin,citrate)	Immuno-dot	14j entre 2-8°C		24 h
EUROLINE R	400	EUROLINE RESPIRATOIRE	serum,PL(EDTA,hep arin,citrate)	Immuno-dot	14j entre 2-8°C		24 h
MICRO	80	MICROALBUMINURIE	urine de 24h ou sur échantillon	Immunoturbidim étrie / integra 400	7 j entre 15-25°C		24 h
MYOSITE	320	MYOSITE	sérum/pla Hépariné	Immuno-dot	2-8°C pendant 14j	EUROLINE	48/72 h
EST	150	OESTRADIOL (E2)	serum,PL(EDTA,hep arin,citrate)	ECLIA/ COBAS E411	2j entre 2et 8		24 h

OREILLON	300	Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum	serum,PL(EDTA,heparin,citrate)	ELISA (ALEGRIA)	5j entre 2-8°C		24 h
PSA	150	P.S.A TOTALE	Serum /pla HEPA,EDTA	ECLIA/ Cobas E411/Cobas 601	48H entre 2-8°		24 h
PALU	50	PALUDISME: TEST RAPIDE	Sang total EDTA ou Heparine	Immunochromatographie	1H entre 15-25°et 3j entre 2-8°		24 h
PTH	200	PARATHORMONE (PTH)	PLA EDTA	CLIA/COBAS E 411	2 j entre 15 et 25		24 e
PARVMG	360	PARVOVIRUS B19 (SEROLOGIE IgM/IgG)	serum,PL(EDTA,heparin,citrate)	ELISA (ALEGRIA)	5j entre 2-8°C		24 e
GSP	200	PHENOTYPE RHESUS	Sang total EDTA	Agglutination en tube	4 j entre 2-8°C		24 h
PAL	25	PHOSPHATASES ALCALINES	pl heparine/serum	colorimétrique /Integra400/COBAS C501	7 jours entre 20 et 25 °C		60 min
PHU	25	PHOSPHATURIE	urine sur échantillon ou de 24 h acidifiées	méthode en point final avec témoin essai/Integra 401	6 mois entre 2-8° Si acidifiée		24h
P	25	PHOSPHORE	pl heparine/serum/edta	Molybdate UV/Integra 400/COBAS C501	24 heures entre 15 et 25 °C		60 min
PONC	100	Ponction (Cytologie+cytochimie)	Pleurale, ascite, articulaire,péricardiale, péritonéale	Examen direct + Culture Bactérienne	< 2H		48h-(10 jours)
PUS	80	PRELEVEMENT BACTERIOLOGIQUE	Divers	Examen direct + Culture Bactérienne	< 2H		48h / 10jours
PTP	100	PRELEVEMENT TRACHEAL PROTEGE	PRELEVEMENT TRACHEAL PROTEGE	Examen direct + Culture Bactérienne	< 2H		48h / 72h
SPRCUL	80	SPERMOCULTURE	Sperme				48h / 72h
PU	80	PRELEVEMENT URETRAL	Ecouvillon URETRAL	Examen direct + Culture Bactérienne	< 2H		48h / 72h

PV	100	PRELEVEMENT VAGINAL	Ecouvillon VAGINAL	Examen direct + Culture Bactérienne	< 2H		48h / 72h
PVU	90	PRELEVEMENT VULVAIRE	Ecouvillon VULVAIRE	Examen direct + Culture Bactérienne	< 2H		48h / 72h
BNP	300	Pro-BNP (PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B)	Serum/PI hepariné	ELFA/VIDAS	3J entre 2-8°		2 HEURE
PCT	300	PROCALCITONINE	Serum/pl hépariné,EDTA	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	24h entre 2et 8		45 min
QUANTI	700	Production d'Interféron Gamma - Quantiféron	kits QTF	ELISA	LIAISON		24h / 72h
PROG	150	PROGESTERONE	Serum/PI hepariné,EDTA	ELFA/VIDAS	48H entre 2-8°		2 HEURE
PRL	120	PROLACTINE	sérum/pla Hépariné	ECLIA/Cobas E 411	5 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C).		48/72 h
CRP	80	PROTEINE C REACTIVE	Serum/pl hépariné,EDTA;citraté	Test immunoturbidimétrique/integra400/Cobas 501	2 semaines entre 15 et 25 °C 3 semaines entre 2 et 8 °C 12 mois entre -20 ± 5 °C		45 min
PTU	15	PROTEINURIE	Urines sur échantillon ou de 24h	colorimétrique /integra 400/COBAS C501	6 jours entre 20 et 25 °C		24 2
PT	15	PROTIDES TOTAUX	serum/ pla heparine	colorimétrique /integra 400/COBAS C501	6 jours entre 20 et 25 °C		60 min

ARNHIV	750	QUANTIFICATION DE L'ARN DU VIH PAR PCR EN TEMPS REEL	plasma EDTA	Pcr en temps réel	Conserver tous les échantillons Congelés à une température inférieur à -20°C	Quantitatif	M Jour/24h
RAI	80	RECH. D'AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI)	SERUM	Recheche d'anticorp avec pannel DiaCell -I-II-III	4 J entre 2 - 8°C		24/ 48 h
DPYD GEN	770	Génotypage du Gène DPYD	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		48h
HLA Celiac		HLA CELIAC DQ2-DQ8	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		48h
HLA B51	549	Système Histcompatibilte Majeur Type B51	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		24/48 h
HLA B27	300	Système Histcompatibilte Majeur Type B27	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		24/ 48 h
MTHFR	377	Méthylène tétrahydrofolatze	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		48h
F2M	294	RECH. DE LA MUTATION Arg 506 Gln DU FACTEUR II	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		24/48h
F5L	294	RECH. DE LA MUTATION Arg 506 Gln DU FACTEUR V	Sang total	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°C		24/48h
BK	100	RECHERCHE DE (BK)	Divers	Examen Direct / <u>CULTURE</u>			48h / 72h <u>/2 Mois</u>
AGHELIC	200	RECHERCHE D'ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI	Selles	Chromatographi e	2j entre 15-30 et 7j entre 2-8°		60min
BILH	15	Recherche dans les urines de parazites					60min
AGS	80	RECHERCHE D'ANTIGENES SOLUBLES	1 ml LCR ou serum ou urines				24 u
BRUC PCR	380	RECHERCHE DE BRUCELLOSE PAR PCR EN TEMPS REL	crachat/LBA/LCR/BI OPSIE/PCT	Pcr en temps réel	48H entre 2-8°	Qualitatif	24h

CHLAMP	250	RECHERCHE DE CHLAMYDIA PAR PCR EN TEMPS REEL (Sacace)	Endocol /sperme/pvt urétral/urines	Pcr en temps réel	les échantillons sont conservés à une température comprise entre +2°C +8 ° C et transporté dans les 24 heures. Le stockage > 24H doit être congelé -20° C.	Qualitatif	24h
RMYCO	120	RECHERCHE DE MYCOPLASMES	Endocol /sperme/pvt urétral/urines				48h / 72h
PCCPCR	407	Recherche de Pneumocystis Carnii par PCR	crachat/LBA/LCR/BI OPSIE/PCT	Pcr en temps réel		Qualitatif	24h/48h
CLOSTRI	300	Recherche de Toxine A et B	Selles /Biopsie gastrique	Chromatographie		Qualitatif	60 min
ROTAS	200	Recherche de Rotavirus et Adenovirus dans les selles	Selles	Chromatographie	72h entre 2 et 8		60 min
RSS	30	RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES	Selles	Chromatographie	< 6 h entre 15-25 et 3J entre 2-8		60 min
SCOLEX	50	Recherche de scolex	kyste hydatique	Examen direct			24 h
RASP	100	RECHERCHE D'ASPERGILLUS	LBA,Crachats	Examen direct + Culture Bactérienne			24 c
BILH	15	Recherche dans les urines de parasites	urines	Examen direct	24 entre 2 et 8°C		24/ 48 h
PARA	80	RECHERCHE DES AMIBES	Selles	Examen direct + Coloration MIF	< 2h entre 18-25°C		24/ 48 h
CRYP	150	RECHERCHE DE CRYPTOCOQUE	LCR	Examen direct + Coloration à l'encre de chine	< 1h entre 18-25°C		24/ 48 h
LEISH	250	RECHERCHE DE LEISHMANIOSE	lésion cutanée	Examen microscopique après coloration MGG			24 c

BCR	1300	RECHERCHE DU TRANSCRIT BCR-ABL	SANG TOTAL EDTA	Pcr en temps réel	24H entre 2-8°C	Quantitatif	24/48h
RETIC	10	RETICULOCYTES	SANG TOTAL EDTA	SYSMEX	24 H entre 2 a 8°C		60 min
ROUGEOLE	360	ROUGEOLE sérologie IgG/IgM	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)			24 h
ST	10	SCOTCH TEST ANAL	ANAL	Examen direct			60 min
STC	10	SCOTCH TEST CUTANE	CUTANE	Examen direct			60 min
TRIS21	300	SCREENING DE LA TRISOMIE 21	serum	ECLIA/IMMULIT E			24/ 48 h
TRIS	300	SCREENING DE LA TRISOMIE 21 1ER TRIMESTRE	serum	ECLIA/IMMULIT E			24/ 48 h
GRIPPE	180	Screening rapide des Antigènes viraux de la grippe (Specific	Ecouvillonnage nasale/Aspiration nasopharyngée	Chromatographi e	8H entre 2 -8° /milieu de transport 6H entre 15-30° ET 72H entre 2 et 8°		30 min
EBV	400	SERO. DES INFECTIONS A VIRUS D'EPSTEIN ET BARR	Serum	ECLIA/SNIBE	8 heures entre 10 a 30°C, 7 jours 2-8°C, 3 mois -20°C		1h30min
SMYCOP	300	SEROLOGIE : MYCOPLASME PNEUMONIAE.	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)			24 h
SCHLAPM	150	SEROLOGIE CHLAMYDIA PNEUMONIAE	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)			24 h
SCHLAPG	150	SEROLOGIE CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)			24 h
SCHLATM	120	SEROLOGIE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)			24 h
SCHLATG	120	SEROLOGIE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)			24 h
SHAM	150	SEROLOGIE DE L'HEPATITE A (IgM)	Serum/pl heparin,EDTA	ELFA/VIDAS	7j entre 2-8°		3 heures

SHC	150	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE C	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	7 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 3 mois à -20 °C (± 5 °C). Les échantillons peuvent être congelés 6 fois.		24 h
BRU	50	SEROLOGIE DE LA BRUCELLOSE	SERUM	Agglutination sur lame et en tube	7j entre 2-8°		24/ 48 h
CMV	300	SEROLOGIE DE LA CMV	Serum	ELFA/ VIDAS	7j entre 2-8°		3 heures
TOXO	120	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE	Serum	ELFA/VIDAS	48h entre 2-8°		3 heures
HELICO	150	SEROLOGIE HELICOBACTER PYLORI Ig G	Serum//PL EDTA	ELFA/VIDAS	5j entre 2-8°		3 heures
HSV	350	SEROLOGIE HERPES SIMPLEX VIRUS 1 ET 2	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	5j entre 2-8°		24 h
SHIV	120	SEROLOGIE HIV	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ECLIA/ COBAS E411	7j entre 2-8°		24 h
KYH	130	SEROLOGIE KYSTE HYDATIQUE	sérum/pla Hépariné	Inhibition de l'hémaglutination	7j entre 2-8°		48/72 h
SMYC	225	SEROLOGIE MYCOPLASME	Serum	Détection quantitative des anticorps	3 heures à 2-8°C OU congelé à -20°C		48 h
RUBM	80	SEROLOGIE RUBEOLE	Serum	ELFA/VIDAS	7j entre 2-8°		3 heures
RUBG	80	SEROLOGIE RUBEOLE IGG	Serum/PI hépariné,EDTA	ELFA/VIDAS	7j entre 2-8°		3 heures
WIDAL	150	SEROLOGIE SALMONELLOSE (WIDAL)	Serum	Agglutination en tube	24h entre 2-8°		24H

BW	60	SEROLOGIE SYPHILIS	Serum	ECLIA/Cobas 601	7 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 12 mois à -20 °C (± 5 °C). Les échantillons peuvent être congelés 5 fois.		24/ 48 h
SPER	80	SPERMOGRAMME	Sperme	SCA	< 30 min		M JOUR / 24h
TP	20	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma citraté	Test immuno-turbidimétrique	24 heures à 20 ± 5°C 15 jours à -20 °C		45 min
TCA	30	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE	Plasma citraté	Coagulométrie /sta satellite	4 h entre 15-20°C		45 min
CM1	50	TEST DE COMPATIBILITE	PLA EDTA	suspension d'hematie epreuve ce compatibilité/ carte liss cooms			60 min
TCD	30	TEST DE COOMBS DIRECT	serum	test direct a L'ANTIGLOBULINE/ ID-CARD LISS/COOMBS			24/ 48 h
EBV	400	SERO.DES INFECTIONS A VIRUS D'EPSTEIN ET BARR	Serum/PI hépariné,EDTA	ECLIA/SNIBE	8H entre 10°C-30°C, 7 jours entre 2°C-8°C,6 mois -20°C		3h
REN	300	RENINE ACTIVE	PLASMA EDTA	ECLIA/SNIBE	8H entre 10°C-30°C, 5 jours entre 2°C-8°C,1 mois -20°C		5H
ALDOS	300	ALDOSTERONE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	8H entre 10°C-30°C, 5 jours entre 2°C-8°C,1 mois -20°C		5H
D4AD	240	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	8H entre 10°C-30°C, 3 jours entre 2°C-8°C,2 mois -20°C		3H
GH	160	HORMONE DE CROISSANCE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	24H entre 10°C-30°C,7jours entre 2°C-8°C, 1mois -20°C		5H

IGF1	300	SOMATOMEDINE C	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	24H entre 10°C-30°C, 48H entre 2°C-8°C 6mois -20°C		5h
CALCIT	250	CALCITONINE	Serum/PI hépariné, EDTA	ECLIA/SNIBE	4H entre 10°C-20°C, 24H entre 2°C-8°C, 3mois -20°C		3H
THYRO	300	THYROGLOBULINE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	8H entre 10°C-30°C, 3 jours entre 2°C-8°C, 1mois -20°C		3H
TESTO	150	TESTOSTERONE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	8H à 10-30°C, 7 jours entre 2-8°C, 3 mois -20°C		60 min
17HP	240	DOSAGE DE LA 17 HYDROXYPROGESTERONE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	8H entre 10°C-30°C, 3 jours entre 2°C-8°C, 6 mois -20°C		3h
ASAT	50	ASPARTATE-AMINOTRANSFERASE	serum/pl heparine/pl edta	selon de la IFCC/ integra400/COBAS C501	4 jours entre 20 et 25 °C		60 min
ALAT	50	ALANINE-AMINOTRANSFERASE	serum/pl heparine/pl edta	selon de la IFCC/ integra400/COBAS C501	3 jours entre 15 et 25 °C		60 min
TG	35	TRIGLYCERIDES	serum/pl heparine/pl edta	colorimétrique enzymatique/ integra 400/COBAS C501	2 jours entre 20 et 25 °C		60 min
FT3	120	TRIODOTHYRONINE (FT3)	Serum/PI hépariné	ELFA / VIDAS	48H entre 2-8°C		48h/72h
TROP	150	TROPONINE T hs	Serum /pla HEPA; EDTA; CITRAT	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	24h entre 2 et 8 C		45 min

U	15	UREE	Serum/pl heparine/pl edta	Test cinétique /integra 400/COBAS C501	7 jours entre 15 et 25 °C		45 min
UU	15	UREE URINAIRE SUR ECHANTILLON	urine d echantillon ou de 24 H	cinetique /integra 400	2jrs entre 15 et 25		24 h
DEPAK	200	VALPORATE DE SODIUM (DEPAKINE)	Serum/Pl hépariné	CLIA/Cobas 501	2 jours entre 20 et 25 °C dans un tube bouché 7 jours entre 4 et 8 °C dans un tube bouché 3 mois à -20 °C dans un tube bouché		48/72 h
SVZ	400	Varicelle-Zona (sérologie IgG + IgM)	Serum	ELISA (ALEGRIA)	5j entre 2 et 8°C		24/ 48 h
ARNCQ	750	Virus de l'hépatite C : Quantification de la charge virale	plasma EDTA	Pcr en temps réel	3j entre 2-8°C ou 1 mois à -18°C	Quantitatif	24h
VITB12	120	VITAMINE B 12	Serum /pla HEPA;EDTA	ECLIA/ COBAS E411	2 heures entre 15 et 25 °C, 48 heures entre 2 et 8 °C, 56 jours à -20 °C (± 5 °C). Congeler une seule fois.		24 h
VITD25OH	300	VITAMINE D (25 HYDROXY)	Serum /pla HEPA;EDTA	ECLIA/ COBAS E411	8h entre 15°-25° ET 4J entre 2°-8°		24 h
VS	15	VITESSE DE SEDIMENTATION	Tube special		4h entre 15-25°C		24 s
BILID	25	BILIRUBINE DIRECTE	Serum/pl heparine/pl edta	Méthode diazot/integra4 00/COBAS C501	2 jours entre 15 et 25 °C		45 min

FT4	120	THYROXINE LIBRE (FT4)	Serum/PI hépariné	électrochimiluminescence « ECLIA »/COBAS C601/E411	5 jours entre 20 et 25 °C		60 min
TSH	120	TSH Ultrasensible	Serum/pl héparine/pl edta	électrochimiluminescence « ECLIA »/COBAS C601/E411	8 jours entre 20 et 25 °C		60 min