

CODE	Paillasse	Libellé analyse	Milieu biologique / tube prélèvement	Technique/Automate	Délai de rendu résultat	Stabilité (Tube séparé)	Exigences pré-analytique / quantité min
17HP	hormonologie	DOSAGE DE LA 17 HYDROXYPROGESTERONE	Serum/plas EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	8 h de 10-30°C, 3 j de 2-8°C, 6 mois a -20°C	500uL
AALKM	immunologie	AUTO-ANTICORPS ANTI-LKM : DOT	Sérum/plas Hépariné	Immuno-dot	24 heures	2-8°C/14j	50 ul
AAN	immunologie	AC. ANTI - NUCLEAIRES	Serum	IFI	24/ 48 h	+2-8°C/14j	50 ul
ACARDG	immunologie	ANTICORPS ANTI - CARDIOLIPINES	Serum/plas HEPA/EDTA/CITRAT	ELISA(ALEGRIA)	24 heures	5j T° 2-8°C	50 ul
ACARDM	immunologie	ANTICORPS ANTI - CARDIOLIPINES	Serum /pla HEPA/EDTA/CITRAT	ELISA(ALEGRIA)	24 heures	5j T° 2-8°C	50 ul
ACC	hemostase	Anti Coagulant Circulant	Plasma Citrate	Coagulométrie	par série : 2 fois par semaine	24 H entre 2 et 8 °C et 1 mois à -20 °C	2ml
ACCP	immunologie	AC ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES	Serum	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	3 j entre 20°-25°C ,8 j entre 2°-8°C	2ml
ACE	hormonologie	AG-CARCINO-EMBRYONNAIRE	serum/ Plas hép /EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	7j entre 20°-25°C 14 j entre 2°-8°C	2ml
ACHBC	immunologie	ANTICORPS ANTI-HBC (totaux)	serum/ Plas hép /EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	7j entre 20°-25°C 14 j entre 2°-8°C	2ml
ACHBCM	immunologie	ANTICORPS ANTI-HBC (IgM)	serum/ Plas hép /EDTA	ELFA/VIDAS	Même jour	7j entre 2°-8°C, 2 mois a -20°C	2ml
ACHBE	immunologie	HEPATITE B - Ac Anti-HBe	serum/ Plas hép /EDTA	ELFA/VIDAS	Même jour	7j entre 2°-8°C, 2 mois a -20°C	2ml

ACHBS	immunologie	HEPATITE B - Ac Anti-HBS	serum/ Plas hép /EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	7j entre 20°-25°C 14 j entre 2°-8°C	2ml
ACTH	hormonologie	ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE (ACTH)	serum/ Plas hép /EDTA	ECLIA/ SNIBE	Même jour	2 h de 10-30°C, 8 h de 2-8°C, 4 mois a -20°C	2ml
ADGPA	immunologie	ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés)	serum/ Plas hép /EDTA	ELISA(ALEGRIA)	24/ 48 h		2ml
ADGPG	immunologie	ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés)	serum/ Plas hép /EDTA	ELISA(ALEGRIA)	24 heures	4 h entre 15-20°C	2ml
ADNA	immunologie	ANTICORPS ANTI - ADN NATIF	serum/ Plas hép /EDTA	IFI	24/48 h	24 heures à 20 ± 5°C 15 jours à -20 °C	50 ul
ADNBQ	biologie moléculaire	ADN-HEPATITE B (QUANTITATIF)	serum/ Plas hép /EDTA	Pcr en temps réel	24 heures	24 à 48h entre 20°-25°C ,17j entre 2°-8°C	2ml
ADNBQ (GeneXpert)	biologie moléculaire	ADN-HEPATITE B (QUANTITATIF)	serum/ Plas hép /EDTA	Pcr en temps réel (GeneXpert)	M jour	24 à 48h entre 20°-25°C ,17j entre 2°-8°C	2ml
AENA	immunologie	ANTICORPS ANTI -ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES	serum/ Plas hép /EDTA	Immuno-Dot	24 heure	2-8°C/14j	50 ul
AENDO	immunologie	ANTICOROPS ANTI - ENDOMYSIUM IgA	serum/ Plas hép /EDTA	IFI	24/48 heure	+2-8°C/14j	50 ul
AFP	hormonologie	ALPHA-FOETO PROTEINE: AFP	serum/ Plas hép /EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	5j entre 20°-25°C , 14j entre 2°-8°C	2ml
AGHBE	immunologie	HEPATITE B - Ag HBe	serum/ Plas hép /EDTA	ELFA/VIDAS	Même jour	7j entre 2°-8°C, 2 mois a -20°C	2ml

AGHBS	serologie	ANTIGENE HBS	serum/ Plas hép /EDTA	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	1 heure	7j entre 20°-25°C 14 j entre 2°-8°C	2ml
AGHELIC	immunologie	RECHERCHE D'ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI	serum/ Plas hép /EDTA	Chromatographie	48heures	2j entre 15-30 et 7j entre 2-8°	2ml
AGLEG	immunologie	LEGIONELLOSE: Antigène urinaire.	serum/ Plas hép /EDTA	Chromatographie	48/72 h	24H entre 15-30 et14j entre 2-9	2ml
AGLIA	immunologie	AUTO-ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRIA)	24 heures	5j T° 2-8°C	2ml
AGLIG	immunologie	AUTO-ANTICORPS ANTI-DGP (Anti-peptides de gliadine désamidés	Serum /pla HEPA,EDTA,CITRAT	ELISA(ALEGRIA)	24 heures	5j T° 2-8°C	2ml
AGPNE	immunologie	antigene urinaire pneumocoque	Urines sur échantillon	Chromatographie	24 heures	24H entre 15-30 et14j entre 2-8	2ml
ALAT	biochimie	ALANINE-AMINOTRANSFERASE	serum/pl heparine/pl edta	selon de la IFCC/ COBAS C501	Même jour	3 jours entre 15 et 25°C, 7 jours entre 2 et 8°C,>7jours entre -60et -80°C	2ml
ALB	biochimie	ALBUMINE PLASMATIQUE	Serum/pla hépariné/pl EDTA	colométrique/cobas c501	Même jour	10 semaines entre 15 et 25°C, 5 mois entre 2et8°C, 4 mois entre -15 et -25°C	2ml
ALBU	biochimie	ALBUMINURIE	Urine sur échantillon/ de 24H centrifugées	colométrique/cobas c501	Même jour	10 semaines entre 15 et 25°C, 5 mois entre 2et8°C, 4 mois entre -15 et -25°C	2ml
AMY	biochimie	AMYLASEMIE	serum/pl hepariné /pl EDTA	colorimetrique enzymatique/COBAS C501	2 heures	7 jours entre 15 et 25 °C 1 mois entre 2 et 8 °C 6	2ml
AUU	biochimie	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urines sur échantillon ou de 24H (NAOH)	colométrique enzymatique /cobas c501	Même jour	4 jours entre 20 et 25°C	2ml

AMY	biochimie	AMYLASEMIE	serum/ Plas hép /EDTA	colorimetrique enzymatique/COBAS C501	Même jour	7jours entre 15 et 25°C,1 mois entre 2et8°C,2 jours15 et 25°C,10jours entre2 et 8°C	2ml
ASAT	biochimie	ASPARTATE-AMINOTRANSFERASE	serum/ Plas hép /EDTA	selon de la IFCC/ COBAS C501	Même jour	4jours entre 20 et 25°C,7jours entre 4et8°C,3mois -20°C(+5°C)	2ml
AU	biochimie	ACIDE URIQUE	serum/ Plas hép /EDTA	colorimétrique enzymatique /COBAS C501	Même jour	7jours entre 4 et 8°C,3jours entre 20et25°C,6mois entre -20°C	2ml
CA	biochimie	CALCEMIE	serum/ Plas hép	methode colorémétrique(NMBAPTA)/COBAS C501	2 heures	7 jours entre 15 et 25°C,3 semaines entre 2 et 8°C	2ml
CAION	biochimie	CALCIUM IONISE	serum/ Plas hép /EDTA	Potentiométrie direct// EASYSTAT	Même jour	60 minute	2ml
DEPAK	biochimie	VALPORATE DE SODIUM (DEPAKINE)	serum/ Plas hép /EDTA	CLIA/Cobas 501	Même jour	2 jours à température ambiante ,7 jours entre 2 et 8°C, 3 mois -20°C	2ml
FER	biochimie	FER SERIQUE	Serum /pla Hep/EDTA	Méthode à la FerroZine/cobas c501	Même jour	7 jours entre 15 et 25°C,3 semaines entre 2 et 8°C, plusieurs année entre -15 et -25 °C	2ml
ARNCQ	biologie moléculaire	ADN-HEPATITE C (QUANTITATIF)	Serum /pla Hep/EDTA	Pcr en temps réel	24h	24h entre 20°-28°C ,3 à 5j entre 2°-8°C	2ml
CHLAMP	biologie moléculaire	RECHERCHE DE CHLAMYDIA PAR PCR EN TEMPS REEL	Serum /pla Hep/EDTA	Pcr en temps réel	24 heures	4jours entre 20 et 25°C	2ml
Cross match	hematologie	TEST DE COMPATIBILITE	Serum /pla Hep/EDTA	suspension d'hematie epreuve ce compatibilité/ carte liss cooms	1 H 15 min	7jours entre 4 et 8°C,3jours entre 20et25°C,6mois entre -20°C	2ml
CMV	immunologie	SEROLOGIE CMV	Serum /pla Hep/EDTA	ELFA/ VIDAS	24H	7 jours entre 20 et 25 °C, 28 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C). Les échantillons peuvent être congelés 5 fois	2ml

CMV/PCR	biologie moléculaire	CMV PCR	2 Tubes EDTA/LCR,liq ponction,LBA,Crachats	Pcr en temps réel	24 heures	24 à 48h entre 20°-25°C ,17j entre 2°-8°C	2ml
CORT	hormonologie	CORTISOL SERIQUE	Serum/Plasma hépariné/Salive	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	7j entre 20°-25°C 14 j entre 2°-8°C	2ml
CORTU	immunologie	CORTISOL LIBRE URINAIRE	Serum /pla Hep/EDTA	CLIA / SNIBE	24h	24h entre 20-25°C ,4 jours entre 2-8°C	2ml
BILID	biochimie	BILIRUBINE DIRECTE	Serum/pl heparine/pl edta	Méthode diazo/COBAS C501	2 heures	7j entre 20°-25°C 14 j entre 2°-8°C	2ml
BILIT	biochimie	BILIRUBINE TOTAL	Serum/pla Hepaine/ pla EDTA	Méthode diazo/COBAS C501	2 heures	1jours entre 15 et 25°C,7jours entre 2et8°C,6mois entre -15 et -25°C	2ml
C3	biochimie	COMPLEMENT C3	serum/hep	Test immunoturbidimétrique/cobas c501	Même jour	5 jours entre 20 et 25°C,8 jours entre 4 et8°C,8 jours -20°C	2ml
C4	biochimie	COMPLEMENT C4	serum/hep	Test immunoturbidimétrique/integra 400			2ml
C4	biochimie	COMPLEMENT C4	serum/hep	Test immunoturbidimétrique/cobas c501	Même jour	5 jours entre 20 et 25°C,8 jours entre 4 et8°C,8 jours -20°C	2ml
D4AD	hormonologie	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	8 h de 10-30°C, 3 j de 2-8°C, 2 mois a -20°C	2ml
ATB III	hemostase	Anti Thrombin 3	Plasma Citrate	Coagulométrie	par série : 2 fois par semaine	24 H entre 2 et 8 °C et 1 mois à -20 °C	2ml
EBV	immunologie	SERO. DES INFECTIONS A VIRUS D'EPSTEIN ET BARR	Serum /pla Hep/EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	3 j de 10-30°C, 14 j de 2-8°C, 6 mois a -20°C	600 ul

ELH	hematologie	ELECTROPHORESE DE L'HEMOGLOBINE	SANG TOTAL EDTA	electrophorèse capillaire/minicap	2 Fois/Semaine Mardi-Vendredi	7 jours à +2/+8 °C	2ml
-----	-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----

GS	hematologie	GROUPE SANGUIN	SANS TOTAL EDTA	GROUPE ABO ET RHD AVEC ANTICORPS MONOCLONAUX/ ID CARD(a,b,ab,dvl;-cde;ctl)	1 heure	5j entre 2-8°C	300ul 2ml
EST	hormonologie	OESTRADIOL (E2)	serum,PL(EDTA,heparin,citrate)	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	:24 heures entre 20 et 25 °C, 2 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20°C (+-5°) ,Une seule congélation possible ,	
EUROLINE A	immunologie	EUROLINE ALIMENTAIRE	Serum /pla Hep/EDTA	Immuno-dot	24 heures	14j entre 2-8°C	700 ul
EUROLINE M	immunologie	EUROLINE Mixte	Serum /pla Hep/EDTA	Immuno-dot	24 heures	14j entre 2-8°C	700 ul
EUROLINE R	immunologie	EUROLINE RESPIRATOIRE	Serum /pla Hep/EDTA	Immuno-dot	24 heures	14j entre 2-8°C	700 ul
F2M	biologie moléculaire	RECH. DE LA MUTATION Arg 506 Gln DU FACTEUR II	Sang total EDTA	Pcr en temps réel	24 Heures	7 jours de 2-8°C	2ml
F5L	biologie moléculaire	RECH. DE LA MUTATION Arg 506 Gln DU FACTEUR V	Sang total EDTA	Pcr en temps réel	24 Heures	7 jours de 2-8°C	2ml
FERRI	hormonologie	CALCIURIE SUR ECHANTILLON	serum/Pla HEPA,EDTA,Citraté	CLIA/Cobas 601/E411	Même jour	24 heures entre 20 et 25 °C, 7 jours entre 2 et 8 °C et 12 mois à -20 °C (± 5 °C).	2ml
DD	hemostase	D. DIMERES	Plasma Citrate	ELFA / VIDAS	1H30	8 heures entre 15 et 25 °C ,4 jours entre 2 et 8 °C ,6 mois entre -15 et -25 °C	2ml
FOLA	hormonologie	FOLATES SERIQUES	serum	ECLIA /SNIBE	Même jour	12h à 2-8°C, 1 Mois à -20 C	2ml
CAU	biochimie	CALCIURIE SUR ECHANTILLON	urine d'echontillon acidifier	l'o-crésolphtaleine/COBAS 501	Même jour	2 jours entre 15 et 25°C, 4 jours entre 2 et 8°C ,3 semaines entre -15 et -25°C	2ml

CAU24	biochimie	CALCIURIE DE 24 H	urine de 24h 'acidifier	l'o-crésolphtaleine/COBAS 501	Même jour	2 jours entre 15 et 25°C, 4 jours entre 2 et 8°C ,3 semaines entre -15 et -25°C	2ml
CH	biochimie	CHOLESTEROL TOTAL	serum/pla Hepaine/ pla EDTA	colorimétrique enzymatique/ /COBAS C501	Même jour	3 jours entre 15 et 25°C, 4 jours entre 2 et 8°C ,3 semaines entre -15 et -25°C	2ml
FSH	hormonologie	Hormone Folliculo-Stimulante (F.S.H.)	Serum/PI hepariné	CLIA/COBAS E 411	Même jour	5 jours entre 20 et 25 °C, 7 jours entre 2 et 8 °C, 1 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.	2ml
FT3	hormonologie	TRIODOThRONINE (FT3)	Serum/PI hépariné	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	5 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.	2ml
FT4	hormonologie	THYROXINE LIBRE (FT4)	Serum/PI hépariné	électrochimiluminescence « ECLIA »/COBAS C601/E411	Même jour	5 jours entre 20 et 25 °C, 7 jours entre 2 et 8 °C, 30 jours à -30 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible	2ml
CPK	biochimie	CREATINE PHOSPHO KINASE. à 37°C (IFCC)	serum/pla Hepaine/ pla EDTA	enzymatique UV/COBAS C501	Même jour	2jours entre 15 et 25°C,7jours entre 2et8°C, 4 semaines entre -15 et -25°C	2ml
GENHCV	biologie moléculaire	GENOTYPAGE DU VIRUS DE L'HEPATITE C	2 Tubes EDTA/Plasma EDTA	Pcr en temps réel	48 heures	Conserver l'échantillon Congelés à une température inférieur à -20°C	2ml
CR	biochimie	CREATININE	serum/pla Hepaine/ pla EDTA	Colorimétrique cinétique:Jaffé/ COBAS C501	2heures	7jours entre 15 et 25°C,7jours entre 2et8°C,3mois entre -15 et -25°C	2ml
GH	hormonologie	HORMONE DE CROISSANCE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	24 h de 2-8°C, 1mois a -20°C	2ml
CRP	biochimie	PROTEINE C REACTIVE	Serum/pl hépariné,EDTA,citraté	Test immunoturbidimétrique/Cobas 501	2heures	3 semaines entre 15 et 25°C,2 semaines entre 2 et 8°C,12 mois -20°C/meme sur edta	2ml
GRIPPE/COV/RSV	biologie moléculaire	Screening rapide des Antigènes viraux de la grippe (Specific	Ecouvillonnage nasale/Aspiration nasopharyngée	Chromatographie	30 minutes	24 h entre 15 °C à 25 °C / 48 et 72 heures entre 2 °C à 8 °C	1ml

GSP	hematologie	PHENOTYPE RHESUS				48h entre 2-8°C	
			Sang total EDTA	Agglutination en tube	1 heure		2ml
HCGL	hormonologie	BETA HCG LIBRE				25 heures entre 15 et 25 °C, 8 jours entre 2 et 8 °C, 12 mois à -20 °C (± 5 °C). Les échantillons peuvent être congelés 3	2ml
			Serum	ECLIA/ COBAS E411	Même jour		
HELICO	immunologie	SEROLOGIE HELICOBACTER PYLORI Ig G					
			Serum /pla Hep/EDTA	ELFA/VIDAS	Meme jour	5 j de 2-8°C, 2mois a -20°C	2ml
CRU	biochimie	CREATININE URINAIRE	urines sur échantillon/de 24h	Colorimétrique cinétique:Jaffé/ Cobas 501	2heures	3 jours entre 15 et 25°C,6jours entre 2et8°C,6 mois entre -15 et -25°C	2ml
HLA B27	biologie moléculaire	Système Histcompatibilite Majeur Type B27					
			Sang total EDTA	Pcr en temps réel	24h	4 Semaines Réfrigérateur (5-8 °C)	2ml
HLA B51	biologie moléculaire	Système Histcompatibilite Majeur Type B51					
			Sang total EDTA	Pcr en temps réel	24h	4 Semaines Réfrigérateur (5-8 °C)	2ml
HPCLA	biologie moléculaire	HPYLORI AVEC RESISTANCE DE LA CLARITHROMYCIN					
			Selles /Biopsie gastrique	Pcr en temps réel	24/48h	24h entr10-30°C, 14 j entre 2-8°C,3 mois a -20°C	2ml
HPV	biologie moléculaire	HPV (Human Papilloma Virus)	VAGINAL,cervical,urétral	Pcr en temps réel			
					24h	24h entr10-30°C, 14 j entre 2-8°C,6 mois a -20°C	2ml
HSVPCR	biologie moléculaire	HERPES SIMPLEX VIRUS 1 ET 2	PlasmaEDTA/LCR/uretral/endocol	Pcr en temps réel			
					24 h	24 à 48h entre 20°-25°C ,17j entre 2°-8°C	2ml
IEPP	immunologie	IMMUNO ELECTROPHORESE DES PROTIDES		Electrophorèse capillaire			
			Serum /pla Hep/EDTA		24 h	7 j de 2-8°C, 2 a 3j entre 20°C-25°C,2mois a -20°C	2ml
IFIXU	immunologie	IMMUNOFIXATION DES PROTEINES URINAIRE		Electrophorèse sur gel			
			Serum /pla Hep/EDTA		24 h	7 j de 2-8°C,1mois a -20°C	2ml

CTF	biochimie	CAPACITE TOTALE DE FIXATION	Serum/plasma hépariné	colorimetric/COBAS C501	Même jour	30 minute	2ml
IGF1	hormonologie	SOMATOMEDINE C	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	24 h de 10-30°C, 2 j de 2-8°C, 6 mois a -20°C	2ml
FR	biochimie	FACTEURS RHUMATOIDES	serum/hep	Immuoturbidimétrique/COBAS C501	Même jour	1jours entre 15 et 25°C, 8 jours entre 4 et 8°C, 3mois -20°C	2ml
BCR-ABL	biologie moléculaire	recherche ou quantification du transcrit de fusion	2 tubes EDTA	Pcr en temps réel GeneXpert	24h	72h à 4°C	4ml
JAK2	biologie moléculaire	JANUS KINASE 2 - RECHERCHE MUTATION p.V617F	SANG TOTAL EDTA	Pcr en temps réel	24h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	2ml
KYH	immunologie	SEROLOGIE KYSTE HYDATIQUE	Serum /pla Hep/EDTA	Inhibition de l'héماغلۇتination	24 h	SERUM FRAIS -20°C	100 ul
GDS	biochimie	GAZ DU SANG	Sang artériel hépariné	Potentiométrie direct/ I-CHECK	Même jour	45 min	2ml
GGT	biochimie	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE	serum/Pla hepa/Pla edta	colorimétrique enzymatique/COBAS C501	Même jour	7jours entre 15 et 25°C, 7jours entre 2et8°C, 1an à -20°C(+,-5°C)	2ml
LEISH	immunologie	RECHERCHE DE LEISHMANIOSE	Serum /pla Hep/EDTA	Examen microscopique après coloration MGG	24 heure		
LH	hormonologie	HormoneLuteinisante (LH)	Serum	CLIA/COBAS E 411	Même jour	5 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.	2ml
GLY	biochimie	GLYCEMIE	tube fluorure/pla hépariné, pla EDTA	enzymatique à l'hexokinase/cobas c501	1 heure 15 min	8 heures entre 15 et 25 °C 72 heures entre 2 et 8 °C	2ml

DPYD GEN	biologie moléculaire	Génotypage DPYD consiste à analyser le gène codant pour l'enzyme DPD (dihydropyrimidine déshydrogénase).	SANG TOTAL EDTA	Pcr en temps réel	24h	4 Semaines Réfrigérateur (5-8 °C)	2ml
PCR BK	biologie moléculaire	recherche de BK (Bacille de Koch ou Mycobacterium tuberculosis)	crachats/LBA/LCR.....	Pcr en temps réel	24h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	400UI Crachats/LBA/LCR
PCR BK EXP	biologie moléculaire	recherche de BK (Bacille de Koch ou Mycobacterium tuberculosis)	crachats/LBA/LCR.....	Pcr en temps réel GeneXpert	M jour	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1ml Crachats/LBA/LCR
MTHFR	biologie moléculaire	Méthylène tétrahydrofolate	Sang total EDTA	Pcr en temps réel	24h	7 jours de 2-8°C	2ml
Panel multiplex de thromboses	biologie moléculaire	Détection des : mutation FV (R506Q : FV Leiden) ; une mutation FII (G20210A) : 4 mutations MTHFR (MTHFR (C677T- A1298C-- A2756G- A66G).	Sang total EDTA	Pcr en temps réel	48h	7 jours de 2-8°C	2ml
MULTI G	biologie moléculaire	MULTIPLEX GENITAL	Endocol /sperme/pvt urétra/urines	Pcr en temps réel	24/48h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	2ml
MYOSITE	immunologie	MYOSITE	Serum /pla Hep/EDTA	Immuno-dot	24 heures	14 JOURS +4°C	50 ul
NFS	hematologie	HEMOGRAMME	EDTA	Impédance + + frottis si nécessaire /SYSMEX	1 heure	5j entre 2-8°C	2ml
NMOAC	immunologie	Anticorps anti-Neuro Myelite optique	Serum /pla Hep/EDTA	IFI	48 Heires	14 JOURS +4°C	50 ul
OREILLON	immunologie	Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum	Serum /pla Hep/EDTA	ELISA (ALEGRIA)	24 heures	5 JOURS +4°C	2ml
IGG	biochimie	IMMUNOGLOBULINE G (IgG)	Serum/PI hepariné	immunoturbidimétrique/integra400	Même jour	8mois entre 15 et 25°C,8 mois entre 2et 8°C,8 mois entre -15 et 25°C	2ml

IGM	biochimie	IMMUNOGLOBULINE M (IgM)	Serum/PI hepariné	immuoturbidimétrique/integra400	Même jour	8 mois entre 15 et 25°C, 8 mois entre 2et 8°C, 8 mois entre -15 et 25°C	2ml
PALU	immunologie	PALUDISME: TEST RAPIDE	Serum /pla Hep/EDTA	Immunochromatographie	2heures	1H entre 15-25°et 3j entre 2-8°	2ml
PARVMG	immunologie	PARVOVIRUS B19 (SEROLOGIE IgM/IgG)	Serum /pla Hep/EDTA	ELISA (ALEGRIA)	24 heures	5j entre 2-8°c	2ml
F5	hemostase	FACTEUR V	Plasma Citrate	Coagulométrie /Sysmex CS1600	Même jour	4h à 20°C, 8h entre 2-8°c, 15j à -20°c	2ml
PANELRC	biologie moléculaire						2ml
PCCPCR	biologie moléculaire	Recherche de Pneumocystis Carnii par PCR	crachat/LBA/LCR/BIOPSIE/PCT	Pcr en temps réel	24h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	2ml
PCT	hormonologie	PROCALCITONINE	Serum/pl hépariné,EDTA	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	2H	24h entre 2et 8	2ml
RESERVE ALCALINE	biochimie	IONOGRAMME SANGUIN	Serum/PI hepariné	immuoturbidimétrique/integra400	Même jour	14jours entre 15 et 28°C,14 jours entre 2et8°C,7 jours -20°C	2ml
IONO (SODIUM POTASSIUM CHLORE PROTIDES)	biochimie	IONOGRAMME SANGUIN	Plasma hépariné/serum	Potentiométrie direct/ COBAS C501	2heures	14jours entre 15 et 28°C,14 jours entre 2et8°C,7 jours -20°C	2ml
PRL	hormonologie	PROLACTINE	sérum/pla Hépariné	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	5 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 6 mois à -20 °C (± 5 °C).	2ml
PROG	hormonologie	PROGESTERONE	Serum/PI hepariné,EDTA	ELFA/VIDAS	Même jour	48 h de 2-8°C, 2 mois a -20°C	300uL

	hormonologie						
PSA		P.S.A TOTALE	Serum /pla HEPA,EDTA	ECLIA/ Cobas E411/Cobas 601	Même jour	48H entre 2-8°	2ml
	hormonologie						
PSAL		ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE	Serum	ECLIA/ Cobas E411/Cobas 601	Même jour	8h entre 20 et 25 °C, 5 jours entre 2 et 8 °C, 3mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.	500uL
	biochimie						
LDH		LACTICO-DESHYDROGENASE à 37 °C (IFCC)	Serum/plasma hépariné	Test UV /COBAS C501	Même jour	7jours entre 15 et 25°C,4 jours entre 2et8°C,6 semaine -20°C	2ml
	hormonologie						
PTH		PARATHORMONE (PTH)	PLA EDTA	CLIA/COBAS E 411	Même jour	8h entre 20 et 25 °C, 2 jours entre 2 et 8 °C, 6mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.	2ml
LDL	biochimie	CHOLESTEROL LDL	serum/hep	colorimétrique enzymatique / COBAS 501	Même jour	7jours entre 2et 8°C,12 mois -20°C,12 mois - 70°C	2ml
LIP	biochimie	Même jour	serum /pl hearine	colorimétrique/COBAS C501	2heures	7jours entre 20 et 25°C,7 jours entre 4 et8°C,1 an -20°C	2ml
QUANTI	immunologie	Production d'Interféron Gamma - Quantiféron	kits QTF	ELISA	4 jours		2ml
RAI	hematologie	RECH. D'AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI)	SERUM	Recheche d'anticorp avec pannel DiaCell -I-II-III	2heure (plusieurs jours si positif)	24h entre 2-8°C	2ml
	hormonologie						
REN		RENINE ACTIVE	PLASMA EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	4 h de 18-25°C, 2 mois a -20°C	500uL
RETIC	hematologie	RETICULOCYTES	SANG TOTAL EDTA	SYMEX	1 heure	48h entre 2-8°C	2ml
ROUGEOLE	immunologie	ROUGEOLE sérologie IgG/IgM	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	24 h	5 JOURS +4°C	2ml

PAS	hemostase	Protein S libre	Plasma Citrate	Coagulométrie /Sysmex CS1600	par série : 2 fois par semaine	24 H entre 2 et 8 °C et 1 mois à -20 °C	2ml
RUBG	immunologie	SEROLOGIE RUBEOLE IGG	Serum/PI hépariné,EDTA	ELFA/VIDAS	par série : 2 fois par semaine	7 j de 2-8°C, 2 mois a -20°C	2ml
RUBM	immunologie	SEROLOGIE RUBEOLE IGM	Serum	ELFA/VIDAS	Même jour	7 j de 2-8°C, 10 mois a -20°C	2ml
SCHLAPG	immunologie	SEROLOGIE CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	24 h	5 JOURS +4°C	2ml
SCHLAPM	immunologie	SEROLOGIE CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	24 h	5 JOURS +4°C	2ml
SCHLATG	immunologie	SEROLOGIE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	24 h	5 JOURS +4°C	2ml
SCHLATM	immunologie	SEROLOGIE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	24 h	5 JOURS +4°C	2ml
SCOLEX	parasitologie	Recherche de scolex	kyste hydatique	Examen direct	24 h	24H	2ml
SHAM	serologie	SEROLOGIE DE L'HEPATITE A (IgM)	Serum/pl heparin,EDTA	ELFA/VIDAS	Même jour	7 j de 2-8°C, 10 mois a -20°C	2ml
SHC	serologie	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE C	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	24 h	7 jours entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 3 mois à -20 °C (± 5 °C). Les échantillons peuvent être congelés 6 fois.	2ml
SHIV	serologie	SEROLOGIE HIV	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ECLIA/ COBAS E411	24 h	7j entre 2-8°	2ml

SMYC	immunologie	SEROLOGIE MYCOPLASME	Serum	Détection quantitative des anticorps	48 h	3 heures à 2-8°C OU congelé à -20°C	2ml
SMYCOP	immunologie	SEROLOGIE : MYCOPLASME PNEUMONIAE.	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ELISA (ALEGRIA)	24 h	5 JOURS +4°C	2ml
SP100	immunologie	ANTICORPS ANTI-SP100	Sérum/pla Hépariné	IFI	48/72 h	2-8°C/14j	2ml
SPER		SPERMOGRAMME	Sperme	SCA	M JOUR / 24h		
SVZ	immunologie	Varicelle-Zona (sérologie IgG + IgM)	Serum	ELISA (ALEGRIA)	24/ 48 h	5j entre 2 et 8°C	2ml
PCA	hemostase	Protein C anticoagulante	Plasma Citrate	Coagulométrie /Sysmex CS1600	par série : 2 fois par semaine	24 H entre 2 et 8 °C et 1 mois à -20 °C	2ml
TCD	hematologie	TEST DE COOMBS DIRECT	serum	test direct a L'ANTIGLOBULINE/ ID- CARD LISS/COOMBS	par série : 2 fois par semaine	48h entre 2-8°C	2ml
TESTO	hormonologie	TESTOSTERONE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	8 h de 10-30°C, 7 j de 2-8°C, 3 mois a -20°C	400uL
THYRO	hormonologie	THYROGLOBULINE	Serum/PI EDTA	ECLIA/SNIBE	Même jour	8 h de 10-30°C, 3 j de 2-8°C, 1 mois a -20°C	400uL
TOXO	immunologie	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE	Serum	ELFA/VIDAS	Même jour	48h entre 2-8°	2ml
RPCA	hemostase	Recherche de Résistance a la proteine C activee	Plasma Citrate	Coagulométrie /Sysmex CS1600	par série : 2 fois par semaine	24 H entre 2 et 8 °C et 1 mois à -20 °C	2ml

TRIS	hormonologie	SCREENING DE LA TRISOMIE 21 1ER TRIMESTRE	serum	ECLIA/IMMULITE	par série : 2 fois par semaine	7j entre 2 et 8°C ,3mois a -20°C	2ml
TRIS21	hormonologie	SCREENING DE LA TRISOMIE 21	serum	ECLIA/IMMULITE	24/ 48 h	7j entre 2 et 8°C , 3mois a-20°C	2ml
MG	biochimie	MAGNESIUM PLASMATIQUE	serum/pl heparine	colorimetrique/COBAS C501	Même jour	7jours entre 15 et 25°C,7 jours entre 2et8°C,1 an -15et -25°C	2ml
TROP	hormonologie	TROPONINE T hs	Serum /pla HEPA;EDTA;CITRAT	ECLIA/ COBAS E411/Cobas 601	1Heure		2ml
TSH	hormonologie	TSH Ultrasensible	Serum/pl heparine/pl edta	électrochimiluminescence « ECLIA »/COBAS C601/E411	Même jour	8j entre 20 et 25 °C, 14 jours entre 2 et 8 °C, 24mois à -20 °C (± 5 °C). Une seule congélation possible.	2ml
MICRO	biochimie	MICROALBUMINURIE	urine de 24h ou sur échantillon	Immunoturbidimétrie / COBAS C501	Même jour	11 semaines entre 15 et 25°C,5 mois entre 2et8°C,4 mois entre -15 et -25°C	2ml
P	biochimie	PHOSPHORE	pl heparine/serum/edta	Molybdate UV/COBAS C501	Même jour	24h entre 15 et 25°C,4jours entre 2et8°C,1 an entre -15 et -25°C	2ml
VITB12	hormonologie	VITAMINE B 12	Serum /pla HEPA;EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	24h entre 20-25°C ,7 jours entre 2-8°C, 3mois a -20°C	2ml
VITD25OH	hormonologie	VITAMINE D (25 HYDROXY)	Serum /pla HEPA;EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	24h entre 20-25°C ,7 jours entre 2-8°C, 3mois a -20°C	2ml
VS	hematologie	VITESSE DE SEDIMENTATION	Tube special	Méthode de Westergren	2heures	48h entre 2-8°C	2ml
WIDAL	immunologie	SEROLOGIE SALMONELLOSE (WIDAL)	Serum	Agglutination en tube	24H	8j entre 2°-8°C, 3 mois a -20°C	2ml

PAL	biochimie	PHOSPHATASES ALCALINES	plasma heparine/serum	colorimetrique/COBAS C501	Même jour	7jours entre 15 et 25°C,7jours entre 4et8°C,2mois entre -20°C	2ml
PHU	biochimie	PHOSPHATURIE	urine sur échantillon ou de 24 h acidifiées	methode en point final avec temoin essai/cobas c501	24 heures	6mois entre 2et 8°C	2ml
PT	biochimie	PROTIDES TOTAUX	serum/ pla heparine /EDTA	colorimetrique/COBAS C501	Même jour	6 jours entre 15 et 25°C,4 semaine entre 4et8°C,1an entre -20°C	2ml
PTU	biochimie	PROTEINURIE	Urines sur échantillon ou de 24h	colorimetrique/integra 400	24 heures	10 semaines entre 15 et 25°C,5 mois entre 2et8°C,4 mois entre -15 et -25°C	2ml
TG	biochimie	TRIGLYCERIDES	serum/pl heparine/pl edta	colorimétrique enzymatique/ COBAS C501	Même jour	2jours entre 20et28°C,10jours entre 2et8°C,3mois -20°C,plusieurs année-70°C	2ml
UU	biochimie	UREE URINAIRE SUR ECHANTILLON	urine d echantillon ou de 24 H	cinetique //cobas c501	24 heures	2 jours entre 15 et 25°C,7jours entre 2et8°C,1 mois entre -15 et -25°C	2ml
HBA1C	biochimie	hémoglobine glycosylé	sang total edta	methode décrite (TTAB)/ cobas c501	Même jour	3jours entre 15 et 25°C,7jours entre 2et8°C,6mois entre -15 et -25°C	2ml
TROPONINE					1 heure		
RPO BNP					1 heure 15 min		
Peptice C	hormonologie	Peptitde C	Serum /pla HEPA;EDTA	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	24h entre15°C-20°C,7j entre 2°-8°C, 6 mois a -20°C	2ml
TCA	hemostase	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE	Plasma Citrate	Coagulométrie /Sysmex CS1600	1H	4 heure entre 15 et 25 °C	2ml

ACCP	immunologie	Dosage des AC ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES	Serum	ECLIA/ COBAS E411	2heures	3j entr20-25°C, 8j entre2-8°C, 12 mois a -20°C	500ul
ACHBC	immunologie	Dosage des anticorps anti hépatite B	Serum	ECLIA/ COBAS E411	Même jour	3j entre 15-25°C, 7j entre2-8°C 12mois a-20°C	500ul
AARTSH	hormonologie	Anticorps anti recepteurs de la TSH	serum	ECLIA Cobas 411	Même jour	7h entre 20-25°C,3j entr2-8°C,	500ul
ATG	hormonologie	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE	SERUM	ECLIA Cobas 412	Même jour	7j entre 2-8° C 3 mois -20° C	500ul
DHEAS	hormonologie	Dosage DEHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE	serum	CLIA/SNIBE	Même jour	8 h de 10-30°C, 8 j de 2-8°C, 2 mois a -20°C	400uL
TOXO M	immunologie	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE	Serum	ELFA/VIDAS	Même jour	8h entre 18 et 25°C, 7 j entre 2-8°C, 12 mois a -20°C	200uL
TOXO G	immunologie	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE	Serum	ELFA/VIDAS	Même jour	5 j entre 2-8°C, 12 mois a -20°C	200uL
TOXO A	immunologie	AVIDITE DES IgG ANTI-TOXOPLASMA GONDII	Serum	ELFA/VIDAS	24H	5 j entre 2-8°C, 2 mois a -20°C	300uL
ASLO	immunologie	ASLO	Serum	Agglutination sur plaque	Même jour	7j entre 2°-8°C, 3 mois a -20°C	300uL
NSE	hormonologie	NEURO SPECIFIC ENOLASE	Serum	CLIA/SNIBE	Même jour	6 h de 15-25°C, 1 j de 2-8°C, 3 mois a -20°C	
SRMG	immunologie	RECHERCHEVDES IgM ET IgG ANTI-SARS-COV	Serum/ pla heparine	ELFA/VIDAS	même jour	5 j entre 2-8°C, 12 mois a -20°C	

CRYO	immunologie	CRYOGLOBULINE	Serum		8 JOURS	8j entr2-8°C	500uL
PCR Coqueluche	biologie moléculaire	Recherche de bordetella pertussis par PCR	LBA, écouvillon nasal/oropharyngé	Pcr en temps réel	24h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1ml LBA, écouvillon nasal/oropharyngé
PCR COVID PRX	biologie moléculaire	Recherche de Sars-cov2 par PCR	écouvillon nasal/oropharyngé	Pcr en temps réel GeneXpert	M Jour/24h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1 écouvillon nasal/oropharyngé
EBV PCR	biologie moléculaire	Recherche de EBV (virus d'Epstein-Barr) par PCR	Plasma EDTA, Urine, LCR	Pcr en temps réel	24h	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1 ml Plasma, Urine, LCR
HIVPCR	biologie moléculaire	Charge viral HIV	plasma EDTA	Pcr en temps réel	24h	3j entre 20°-25°C ,7j à 4°C, et plusieurs mois à -20°C ou -80°C	1ml plasma EDTA
HIV PCREXP	biologie moléculaire	Charge viral HIV	plasma EDTA	Pcr en temps réel GeneXpert	M Jour/24h	3j entre 20°-25°C ,7j à 4°C, et plusieurs mois à -20°C ou -80°C	1,5ml plasma EDTA
Panel Biofire Respiratoire	biologie moléculaire	Détection multiplex des 20 pathogènes respiratoires viraux et bactériens atypiques	écouvillon nasal/oropharyngé	Pcr multiplex en temps réel	2H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1 écouvillon nasal/oropharyngé
Panel Biofire Pneumonie	biologie moléculaire	Détection multiplex 26 pathogènes bactériens, viraux et 7 gènes de résistance	Crachats, LBA, PTP	Pcr multiplex en temps réel	2H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	400UI Crachats, LBA, PTP
Panel Biofire meningite	biologie moléculaire	Détection multiplex des 14 bactéries, virus et levures	LCR	Pcr multiplex en temps réel	2H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	200UI LCR
Panel Biofire gastrique	biologie moléculaire	Détection multiplex des 22 pathogènes gastro-intestinaux viraux, bactériens et parasitaires	Selles	Pcr multiplex en temps réel	2H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	selles
Panel Biofire synovial	biologie moléculaire	Détection multiplex 29 pathogènes à Gram positif, à Gram négatif et levures et 8 gènes de résistance	Liquide synovial	Pcr multiplex en temps réel	2H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	400UI Liquide synovial

PANEL Biofire BCID	biologie moléculaire	Détection multiplex des 24 pathogènes à Gram positif, à Gram négatif et levures, et 3 gènes de résistance aux antibiotiques	Hemoculture	Pcr multiplex en temps réel	2H	24 à 48h entre 2°-8°C	Hemoculture +
Panel respiratoire communautaire	biologie moléculaire	Détection multiplex des infections respiratoires communautaires bactériennes et virales	Ecouvillon Nasal, Crachats, LBA, PTP	Pcr multiplex en temps réel	24H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1 Ecouvillon Nasal, Crachats, LBA, PTP
Panel multiplex des infections sexuellement transmissibles (IST) spécifiques pour l'homme	biologie moléculaire	Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis Gardnerella vaginalis Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp, Streptococcus spp. Corynebacterim, Lactobacillus	Prélèvement urétral, sperme, urine	Pcr multiplex en temps réel	24H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1 ecouvillon urétral/500ul SPERME/urine
Panel multiplex des infections sexuellement transmissibles (IST) spécifiques pour la femme	biologie moléculaire	Détection multiplex des infections génitales :Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae. Chlamydia trachomatis, HSV-1, HSV-2, CMV, Candida spp, Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp, Lactobacillus.	Endocervical	Pcr multiplex en temps réel	24H	24 à 48h entre 20°-25°C ,7j entre 2°-8°C	1 ecouvillon endocervical
VARICELLE ZONA : PCR	biologie moléculaire	Recherche du virus varicelle zona par PCR	LCR	Pcr en temps réel	24H	2h à 24h entre 15°C - 25°C/24h à 4 jours entre 2°C - 8°C/ Au-delà de 4 jours -20°C à -80°C	400UI LCR
PCR DQ2-DQ8	biologie moléculaire	Recherche des mutants DQ2-DQ8 HLA Coeliaque	Sang total EDTA	Pcr multiplex en temps réel	48H	2 à 3J entre 20°-25°C ,7j entre 2°C à 8°C	2ml sang total EDTA
PCR Parvovirus B19	biologie moléculaire	Recherche du virus Parvovirus B19 par PCR	Plasma EDTA	Pcr en temps réel	24h	24h entre 20°-28°C ,7j entre 2°C à 8°C	1ml sang total EDTA
PCR Gonocoque	biologie moléculaire	Recherche de Gonocoque par PCR	Endo cervical/ sperme / Urétral	Pcr en temps réel	24h	urine:24h entre 20°-25°C /Écouvillons:24h entre 20°-25°C,90j entre 2°-8°C	1 ecouvillon /500ul sperme
TEG	biochimie	carbamazepine(tégretol)	serum/plasma hépariné	Immunoturbidimétrie/ COBAS C501	Même jour	2 jours entre 20 et 25 °C dans un tube bouché,7 jours entre 2 et 8 °C dans un tube bouché,4 semaines à -20 °C dans un tube bouché,	500uL
HOMOC	biochimie	homocysteine	serum/plasma hépariné	technique enzymatic assay/COBAS C501	Même jour	4 jours entre 15 et 25°C,4 semaines entre 2et8°C,10 mois -20°C	500uL
LACT	biochimie	lactate plasmatique	serum/plasma hépariné	technique colorimétrique/ integra 400 plus	Même jour	14 jours entre 2 et 8°C,38 jours entre -15 et -25°C	500uL

HAPTO	biochimie	haptoglobine	serum/plasma hépariné	technique immunoturbidimétrique/ cobas c501	Même jour	3mois entre 15 et 25°C, 8 mois entre 2 et 8°C	500uL
ECA	biochimie	enzyme de conversion	serum/plasma hépariné	Méthode colorimétrique enzymatique / Intégra 400 plus	Même jour	2 à 8°C réfrigéré ,congelé des delais plus longs	500uL
LIT	biochimie	lithium	serum/plasma hépariné	Photométrie de flamme	Même jour	1 semaines entre 2 et 8 °C, 1 an -20°C	500uL
TRANSFERINE	biochimie	TRANSFERRINE	Plasma	Immunoturbidimétrie(cobas501)	Même jour	15 à 25°C à température ambiante ,stable 7 jours	500uL
PHENOBARBITAL	biochimie	PHENOBARBITAL (GARDENAL)	serum	Immunodosage(cobas501-roche)	Même jour	8 heures à température ambiante ,100 jours - 80°C congelé	500uL
UREE	BIOCHIMIE	UREE	PLASMA/serum/edta	Cinétique/ COBAS C501	2H	7jours entre 15 et 25°C, 7jours entre 2 et 8°C, 3mois entre -15 et -25°C	500uL
ANTI GAD	immunologie	ANTICORPS ANTI-ACIDE GLUTAMIQUE DECARBOXYLASE	serum	clia(maglumi*3)	même jour	24h entr10-30°C, 14 j entre 2-8°C, 3 mois a -20°C	300 uL
IA2	immunologie	ANTICORPS ANTI-TYROSINE PHOSPHATASE-IA2	serum	clia(maglumi*3)	même jour	24h entr10-30°C, 14 j entre 2-8°C, 6 mois a -20°C	500 uL
TACRO	hormonologie	dosage du tracröllimus	sang total edta	ecia(cobas e411roche)	Même jour	14j entre 2-8°C	500uL
Infliximab	immunologie	Dosage de médicament infliximab et anticorps	serum	immunofluorescence assay (FI AFIAS)	24 -48H	Plus de 6 mois à -20° C	2ml
ADALIMAB	immunologie	Dosage de médicament adalimumab et anticorps	SERUM	immunofluorescence assay (FI AFIAS)	24 -48H	Plus de 6 mois à -20° C	2ml



TP	hemostase	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma Citrate	Test immuno-turbidimétrique	1H	24 H entre 15 et 25 °C	2ml
IGA	biochimie	IMMUNOGLOBULINE G (IgG)	Serum/PI hepariné	immunoturbidimétrique/COBAS C501	Même jour	8mois entre 15 et 25°C, 8 mois entre 2et 8°C, 8 mois entre -15 et 25°C	2ml